

TIPOS DE ENVASES Y UTILIDAD



<p>LIQUIDOS</p>		<p>Garrafas para líquidos, boca estrecha de rosca: (L) <5 L (LX) (Consultar) 5 L (L5) 10 L (L10) 20 L (L20)</p>
<p>SÓLIDOS</p>		<p>Contenedores para sólidos, geles, y vidrio de laboratorio, boca ancha: (S) 10 L (S10) 30 L (S30) 60 L (S60)</p>
<p>PUNTAS</p>		<p>Contenedores para jeringas, puntas y agujas: (P) 1 L (P1) 3 L (P3) 10 L (P10)</p>
<p>SÓLIDOS</p>		<p>Contenedores para biosanitarios 30 L (B30) 60 L (B60)</p>
<p>SÓLIDOS Y LÍQUIDOS</p>		<p>Contenedores especiales para Bromuro de Etidio: 3 L (P3) 10 L (P10) 30 L (P30) 60 L (P60)</p>
<p>OTROS</p>		<p>Contenedores dos ruedas, especial para: (E) Virutas de Mecanizado Papel Plásticos</p>
		<p>Absorbentes: (DR) (Consultar) Granulado Alfombrilla / Bayeta Bolsas</p>